

# Konstanzprüfprotokoll für die Aufzeichnung der Prüfergebnisse für die intraorale Röntgendiagnostik mit analogem Bildempfänger sowie der Filmverarbeitung

Betreiber: _____	<b>20</b> _____ (Jahr)
------------------	---------------------------

Röntgengerät : \_\_\_\_\_  
 Strahler-Nr. : \_\_\_\_\_  
 Röntgenfilm : \_\_\_\_\_ Entwicklungseinrichtung: \_\_\_\_\_

Sollwerte: \_\_\_\_\_ kV; \_\_\_\_\_ mA; \_\_\_\_\_ s / \_\_\_\_\_ gewählte Tasten; \_\_\_\_\_ °C Entw.-temp.

KW	Datum	Entw-temp. *1	opt. Dichte *2 (= +/- / x)	Tubus in Ordnung *3	Chemie-wechsel	KW	Datum	Entw-temp. *1	opt. Dichte *2 (= +/- / x)	Tubus in Ordnung *3	Chemie-wechsel
1						27					
2						28					
3						29					
4						30					
5						31					
6						32					
7						33					
8						34					
9						35					
10						36					
11						37					
12						38					
13						39					
14						40					
15						41					
16						42					
17						43					
18						44					
19						45					
20						46					
21						47					
22						48					
23						49					
24						50					
25						51					
26						52					

Jährliche Überprüfung des Dunkelraumes am: _____	Ergebnis: _____
--	-----------------

**Legende:** \*1- Angaben in °C, \*2- keine Veränderung (=), Tendenz höhere opt. Dichte (+) - dunkler, Tendenz geringere opt. Dichte (-) - heller, Toleranzüberschreitung (x) - zu hell oder zu dunkel \*3 – mechanische Unversehrtheit

Konstanzprüfergebnis (X“(Toleranzüberschreitung)	
Grund:	
Maßnahmen:	